

tslabor

**AKCIÓ**  
**-40%**  
**KEDVEZMÉNY**

**STABIL**  
**KÖRNYEZET**  
**AZ OPTIMÁLIS**  
**SEJTNÖVEKEDÉSHEZ**

Thermo Scientific™

## Heracell VIOS 160i

- egyedülálló légáram
- maximális védelem, HEPA szűrő  
180°C sterilizációs rendszer
- ajtónyitás után kiemelkedően gyors  
visszaállítás a beállított értékre

~~5.289.200 + Áfa~~

**AKCIÓS ÁR:**  
**3.173.520 Ft + Áfa**




Az akció a raktárkészlet erejéig érvényes!

Keresse bizalommal szaktanácsadó-értékesítő kollégáját!

[www.tslabor.hu](http://www.tslabor.hu)

# HERACELL VIOS 160I CO<sub>2</sub> INKUBÁTOR



A CO<sub>2</sub> szint 6 percen belül helyreáll 30 másodperces ajtónyitást követően.

## KAMRA ÉS KIALAKÍTÁS

- Hasznos kamratérfogat: 165 liter
- Belső kamra anyaga: elektropolírozott rozsdamentes acél
- Ívelt belső sarkok, könnyen tisztítható kivitel
- 42 mm átmérőjű hozzáférési port
- Méretek (kamra, szél. x mag. x mély.): 470 x 607x 576 mm
- Méretek (külső, szél. x mag. x mély.): 637 x 900 x 880 mm

## HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

- Szabályozási tartomány: környezeti hőmérséklet +3 °C – 55 °C
- Szabályozási pontosság: ±0,1 °C
- Hőmérséklet-egyenletesség: ≤ ±0,3 °C
- Ajtónyitást követő visszaállási idő (98%): max. 5 perc
- Kettős szenzoros túlfűtés elleni védelem

## CO<sub>2</sub> SZABÁLYOZÁS

- TC szenzor
- Szabályozási tartomány: 1–20% CO<sub>2</sub>
- Szabályozási pontosság: ±0,1%
- Beépített CO<sub>2</sub> érzékelő automatikus kalibrációs funkcióval

## LÉGÁRAMLÁS

- Aktív, ventilátoros levegőkeringető rendszer
- Homogén kamrakörülmények biztosítása
- Ventilátor automatikus leállítása ajtónyitáskor

## PÁRÁSÍTÁS

- Relatív páratartalom: minimum 93% 37 °C-on
- Beépített víztartályos párasítás
- Polcok eltávolítása nélküli vízutántöltési lehetőség

## SZENNYEZŐDÉSKONTROLL

- Beépített HEPA levegőszűrő