



**! RAKTÁRRÓL AZONNAL,  
A KÉSZLET EREJÉIG!**

**294.000 Ft+ÁFA**

Thermo Scientific™

## Orion Star™ A211 asztali pH-mérő induló készlet

Pontos és megbízható pH-, mV-, ORP- és hőmérséklet méréseket rögzíthet a Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 asztali pH-mérővel. Ez a mérő ideális széles körű alkalmazásokhoz és fejlett pH-elemzésekhez a laboratóriumban. Végezzen akár 5 pontos pH-kalibrációt, naplózzon akár 2000 adatpontot idő/dátum bélyegzővel, és egyszerűen vigye át utána a kalibrálást és az adatnaplókat USB-n vagy RS232-n keresztül nyomtatóra vagy számítógépre az ingyenesen letölthető Orion Star™ Com szoftverrel. Használja a mellékelt elektródaállványt az érzékelők egyszerű elhelyezéséhez a mintákban, az ergonomikus kialakításnak köszönhetően.

A Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 asztali pH-mérők egyszerűen használható, megbízható laboratóriumi mérőeszközök fejlett funkciókkal. A választható olvasási módok és az elektróda stabilitásjelző rugalmasságot és ellenőrzést biztosítanak a tesztelés során. Minden kritikus adat megjelenik a kijelzőn a mérésekkel együtt, beleértve a hőmérsékletet, a dátumot és az időt, az olvasás típusát, a mérési stabilitást, az aktív kalibrációs információkat és az elektróda állapotának ikonját.

A navigáció gyors és egyszerű a menüszerkezetű funkciógombokkal, kettős célú gombok/billentyűparancsokkal, valamint a könnyű kezelést biztosító bekapcsoló-, mérés-, naplónézet- és keverőgombokkal rendelkező átfogó billentyűzetnek köszönhetően. Az összes beállítási menü egy helyen található, egyetlen gyorsbillentyűvel közvetlenül elérhető, így gyorsan elérheti, kiértékelheti és módosíthatja a mérési és műszerbeállításokat.

### Termékjellemzők

	Thermo Scientific™ Orion Star™ A211
Mérési módok:	pH, mV, relatív mV vagy ORP a hőmérséklettel
Mérési tartomány (pH):	-2-től 20-ig
Pontosság (pH):	±0,002
Pontosság (mV):	±0,2 vagy ±0,05%, amelyik nagyobb
Pontosság (hőmérséklet):	±0,1°C
Hőmérséklet-tartomány:	-5°C és +105°C között
Kalibrációs pontok (pH):	1-től 5-ig
Hőmérséklet szonda kalibrálása:	1 pontos hőmérséklet-eltolás kalibrálás
Memória:	2000 adat pont dátum- és időbélyegzővel



Keresse bizalommal szaktanácsadó-értékesítő kollégáját!

[www.tslabor.hu](http://www.tslabor.hu)